

Aufbauanleitung für Ihren medivato Hausnotruf Comfort + Assistenz:



Schritt 1:

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und lassen Sie das Tablet ca. eine Stunde lang laden.



Schritt 2:

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein / Aus -Taste an der Seite 8 Sek. gedrückt halten.



Schritt 3:

Ziehen Sie Ihr Funkarmband an und lösen Sie über die Notruftaste einen Testnotruf aus.

Der Abbau Ihres medivato Hausnotrufes:

Es genügt nicht, nur den Stecker aus der Steckdose zu ziehen! **Der Hausnotruf ist mit einem Akku und einer SIM-Karte ausgestattet. Somit kann es während des Transportes zu Fehlalarmen kommen.** Nutzen Sie bitte die oben genannten Erklärungen, um das Gerät auszuschalten. Der Hausnotruf ist ausgeschaltet, wenn auf der Vorderseite alle Leuchten aus sind.